

HYGIENE SOLUTION STERIGAM

www.sterigam.com

STERIMULTIUSO

MOD. STM 120
STERILIZZATORE MULTIUSO

STERIMULTIUSO STM 120

STERILIZZATORE A RAGGI UV-C GERMICIDI

Cofanatura: AISI 304
Timer: da 0 a 60 minuti
Tensione di alimentazione: 220/240 V
Lampada: U.V. 253.7 Nm
nr. 5 da 16 Watt
Durata: 9000 ore
Sportello: metacrilato antidispersione
Chiusura: magnetica
Capacità: 2 ripiani porta-oggetti
Peso: 17,0 Kg
Dimensioni: 600 x 400 x 380 mm



FUNZIONAMENTO:

Il dispositivo funziona con un timer: inserire gli oggetti nel supporto e azionare le lampade. Dopo il tempo prestabilito, (si consigliano 30 minuti) gli oggetti saranno sterilizzati e pronti all'utilizzo.

STERILOVO

MOD. STV 120
STERILIZZATORE PER UOVA

STERILOVO STV 120

STERILIZZATORE UOVA A RAGGI UV-C GERMICIDI

Cofanatura: AISI 304
Timer: da 0 a 60 minuti
Tensione di alimentazione: 220/240 V
Lampada: U.V. 253.7 Nm
Nr. 5 da 16 Watt
durata 9000 ore
Sportello: metacrilato antidispersione
Chiusura: magnetica
Capacità: 120 uova
Peso: 17,0 Kg
Dimensioni: 600 x 400 x 380 mm



FUNZIONAMENTO:

Il dispositivo funziona con un timer: inserire le uova nel supporto e azionare le lampade. Dopo il tempo prestabilito, (si consigliano 30 minuti) i gusci delle uova saranno sterilizzati per evitare, durante la rottura, la trasmissione di sostanze dannose.

STERILPOSATE

MOD. STP 120
STERILIZZATORE A RAGGI UV-C PER POSATE

STERILPOSATE STP 120

STERILIZZATORE A RAGGI UV-C PER POSATE

Struttura: inox AISI 304
Alimentazione: 230 V
Lampade: Nr. 5 lampade UV-C
da 16W
Timer: da 0 a 60 minuti
Durata lampade: 9000 ore
Sportello: metacrilato antidispersione
Capacità: 12 cestelli estraibili
portaposate
Peso: 17kg
Dimensioni: 600 x 400 x h 380 mm
Installazione: da appoggio



FUNZIONAMENTO:

Il dispositivo funziona con un timer: inserire le posate negli appositi cestelli ed azionare il timer per l'accensione delle 5 lampade UV-C da 16 Watt. Dopo il tempo prestabilito, (si consigliano 30 minuti). Le posate saranno sterilizzate e pronte per l'utilizzo.